



ZOPEC EXPLORE™ MINI

## QUICK START GUIDE

Thank you for trusting us with your therapy.  
Our battery has you covered!

---

### **IMPORTANT!**

1. Before First Use - Charge Zopec Battery fully.
  2. Fully Charge Before Storage and EVERY 6 MONTHS. Failing will void the warranty!
- 

SCAN HERE  
TO GET STARTED!



USING YOUR  
SMART PHONE  
CAMERA

### Quick Tips:

**Turn on the battery:** Press and hold the power button for 2 seconds until LED lights turn on. **Charging your Explore Mini:** Use your own USB-C plug or CPAP power adapter to charge.

**Power up your Electronics:** Depending on the device, plug a USB or USB-C cable into the appropriate port and charge. If using a CPAP machine, select the DC cable for your device and connect it to the DC output on the battery.

You can now sleep safe & uninterrupted.



For any questions, contact us at [cs@zopec.com](mailto:cs@zopec.com)





ZOPEC EXPLORE™ MINI

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Merci de nous avoir fait confiance pour votre thérapie.  
Notre batterie vous protège!

### **IMPORTANT!**

Avant la première utilisation -  
Chargez complètement la batterie Zopec  
Mise en garde! Charger complètement avant le stockage et tous  
les 6 mois. Echouer annulera la garantie!

SCANNEZ ICI  
POUR COMMENCER



En utilisant  
l'appareil photo  
de votre  
smartphone

### **Conseils rapides :**

**Allumer la batterie :** Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 2 secondes jusqu'à ce que les voyants LED s'allument.

**Chargement de votre Explore Mini :** Utilisez votre propre fiche USB-C ou adaptateur d'alimentation CPAP pour charger.

**Alimenter vos appareils électroniques :** Selon l'appareil, branchez un câble USB ou USB-C sur le port approprié et chargez. Si vous utilisez un appareil CPAP, sélectionnez le câble DC pour votre appareil et connectez-le à la sortie DC sur la batterie.

**Vous pouvez maintenant dormir en toute sécurité et sans interruption.**

Pour toute question, contactez-nous à [cs@zopec.com](mailto:cs@zopec.com)

